

革命性的
快速分子檢測系統
可隨身攜帶的專業檢測裝置，
讓您隨時隨地**掌握健康**

Circle
HealthPod

\$990



讓您隨身攜帶的流動化驗室，能檢測 新冠病毒 / 流感 / 性傳染病

OXFORD


技術由英國
牛津大學研發



PCR標準分
子準確率

20
mins

約20分鐘
即取得結果



CE-IVD分子
快速檢測系統



96%敏感性及
99.9%特異度
新冠病毒檢測



研發成本高達
2800萬美元




全球領先可
於家居進行的
分子檢測



保障個人私隱
數據絕對保密




檢測原理



偵測基因的病毒

檢測流程



PCR Machine



樣本鼻腔或鼻咽拭子
從樣品中純化RNA並轉
化為DNA

PCR技術利用試劑和
PCR儀器進行基因增幅

**檢測
結果**




即使基因內只含有極微量的病毒亦可以被檢測

用例



有症狀和無症狀

**速度和
成本**




約20分鐘取得結果

準確率



非常敏感和特異
高靈敏度和特異度





手機應用程式 在您的手機上輕鬆檢視報告結果



在您的手機上 輕鬆檢視報告結果

您亦可利用手機應用程式，了解進行測試的程序和檢測結果，以及分享您的報告。檢測結果亦會顯示在您的HealthPod上。

手機應用程式功能



清晰
指示



結果
頁面



建立多個
個人檔案



結果
提示

操作指引

1



為您的
Circle HealthPod
接上電源

2



以鼻腔拭子
收集樣本

3



將拭子放入
樣本瓶

4



結果將於20分鐘後
在裝置和手機
應用程式上顯示

分子檢測、抗原檢測和血清檢測 比較各種新冠病毒檢測

Circle


HealthPod

分子檢測
核酸增幅
PCR檢測、
LAMP檢測


抗原檢測
(蛋白質)

血清檢測
(抗體測試)


檢測原理



偵測基因
內的病毒




偵測病毒表面
的蛋白質



偵測血清中的
病毒抗體

檢測流程




樣本：
鼻腔或鼻咽拭子從
樣品中純化RNA並
轉化為DNA


PCR Machine



PCR技術利用試
劑和PCR儀器進
行基因增幅




樣本：
鼻腔或鼻咽拭子，將樣本放
置液體中



液體滴在反應區



樣本：
利用血液樣本



血液樣本
滴在反應區

檢測結果

即使基因內只含有
極微量的病毒亦
可以被檢測

若樣本含有
高濃度的病毒

只能檢測出過往
是否曾受感染，
無法顯示當前的
感染狀況

用例

有症狀和無症狀

有症狀
(7日病毒潛伏期)
高

只能檢測過往是
否曾受感染

速度
和
成本



分鐘/小時



分鐘/小時



分鐘/小時

準確率

非常敏感和
特異高靈敏
度和特異度

無法辨認出已
受感染低濃度
病毒

高特異度
(容易出現假陽
性)，而且不能
顯示當前的感
染狀況

Circle HealthPod

體驗套裝 (Trial Set)

ERD03201



1 x Circle HealthPod
免費贈送新冠病毒分子檢測組合

試用套裝讓您安坐家中，
就能輕鬆進行2019新型冠狀病毒檢測。

HKD990

Circle HealthPod

入門套裝 (Starter Set)

ERD03301

每次測試
HKD110
節省15%



1 x Circle HealthPod
5 x 一次性分子囊
免費贈送新冠病毒分子檢測組合

入門套裝適合希望通過
恆常檢測以消除疑慮的人士。

HKD1,649

原價: 1,940

Circle HealthPod

家庭套裝 (Family Set)

ERD03401

每次測試
HKD78
節省**25%**



2 x Circle HealthPod
10 x 一次性分子囊
免費贈送新冠病毒分子檢測組合2個

家庭套裝讓您安坐家中，
就能輕鬆守護家人健康。

HKD2,910

原價：3,880

Circle HealthPod

補充套裝 (5 Pack Capsule)

ERD03501



5 x 一次性分子囊
免費贈送新冠病毒分子檢測組合5個

HKD810