

# IgG抗體 血液測試



## COVID-19 Antibody Test

EOT15001

快速的免疫色譜自我測試，用作針對血液中SARS-CoV-2的IgG和IgM抗體作定量檢測。此檢測確定你是否接觸過COVID-19病毒，同時亦可以識別無症狀感染，以及生病但已經康復的人。



適合接種第二劑新冠病毒疫苗後  
兩個星期後可做測試



1 接種  
第二劑  
新冠病毒  
疫苗

2星期後



2 到中心  
採集血  
液樣本



3 14個  
工作天  
完成報告

## 雅培SARS-COV-2 IgG II 定量抗體測試，至有保障！

雅培SARS-COV-2 IgG II 定量抗體測試的特異度(specificity)為99.60%及靈敏度(sensitivity)為99.35%，並可於臨床免疫分析儀Alinity™i系統上進行。

以上儀器已在全球被認可化驗所廣泛採用，樣本要求非常簡單，只需如平常抽血化驗，並可與周年體檢同時進行。

此測試便能提供可靠、直接的免疫評估，供大眾瞭解自己的健康狀況。



取樣簡單  
只需抽血測試



14個工作天內  
完成報告

FDA EUA  
國際認證

敏感性  
100%

特異性  
99.6%